

חוובק פְּקַק דִּיבּוֹר (למניעת אִבּוֹד תָּכוֹף שֶׁל הַפְּקַק)

פקק דיבור הינו אביזר תוספתית לילדים מונשימים, אביזר קטן ועלול להישמעם/ להיעלם. החובוק, מחובר לשורק אלסטי התלויה העל הצואר מאפשר שימוש חוזר והשarraה שלו צמוד לילד.

הוראות שימוש:

1. יש להציג את החובוק לפְּקַק הדִּיבּוֹר.
2. יש לוודא שהשורק ארוך, אך לא נכרך סביב הצואר.
3. יש להימנע לחлотין משנה עם השורק על הצואר.
4. יש להוריד את השורק מהצואר בגמר השימוש.
5. דרושה השגחה קרובה על הפעוט/ילד במשך כל זמן השימוש במכשיר.

השימוש במוצר באחריות הבלעדית של המשתמש/המטפל/ההוראה

מסكة لصمام النطق (التجب ضياع الصمام بشكل متكرر)

سدادة الكلم هو ملحق إضافي للأطفال الذين يتلقون تنفس صناعي، وهو ملحق صغير ويمكن أن يسقط / يختفي. يسمح ملحق شامل متصل برباط مطاطي معلق فوق الرقبة بإعادة استخدامه وتركه بالقرب من الطفل.

إرشادات الاستخدام:

1. يجب إرفاق الحامل بسدادة الكلم.
2. تحقق من أن الرباط طويل، ولكن غير ملفوف حول الرقبة.
3. تجنب تماما النوم مع وضع الرباط على الرقبة.
4. يجب إزالة الرباط من العنق عند نهاية الاستخدام.
5. يتعين وجود إشراف دقيق على الطفل الصغير / الطفل طوال فترة استخدام المنتج.

استخدام المنتج تحت مسؤولية المستخدم وحده

speech valve

A speech valve is an additional accessory for ventilated children. The accessory is small and may be dropped / lost. The holder is connected to an elastic strap on the neck, enabling convenient use.

Instructions for use of:

1. Attach the holder to the speech valve.
2. Make sure that the strap is long but not wrapped around the neck.
3. Completely avoid sleeping with the strap on the neck.



4. Remove the strap from the neck at the end of use.
5. Close supervision of the toddler / child is required throughout the use of the product.

The use of the product is under the sole responsibility of the user